

# EXPRESS™ Origo

## Branchledande inom intraoral bildtagning

Praktiska och återanvändningsbara bildplattor skapar förutsättningar för ett smidigt arbetsflöde för intraoral radiografi som är lätt att lära sig.

Tydliga och skarpa EXPRESS™ Origo-bilder återskapar gråskalor med precision för att visa diagnostisk information in i minsta detalj. Sätt in bildplattan.

EXPRESS™ Origo är kan delas av flera användare på ett lokalt nätverk på ett enkelt och säkert sätt.



Hela processen från inläsning till det att bilden visas på skärmen tar endast ett par sekunder.

Avancerad digital bildbearbetning ger bilder av högsta kvalitet varje gång.

Instrumentarium Dental EXPRESS™ Origo-systemet för bildplattor har utformats för varje tandläkarklinik som behöver högkvalitativa digitala intraoral bilder i den dagliga verksamheten.



**Ett perfekt redskap för intraoral siften.**



# EXPRESS™ Origo

## Branchledande inom intraoral bildtagning

### En perfekt lösning för allmän tandvård

- Överlägsna kliniska resultat. Snabbt.
- Smidigt filmliknande digitalt arbetsflöde med bildplattor
- Ett system för samtliga intraorala radiografibehov
- Mindre bildplattor tillgängliga för barnpatienter
- Bildvisning vid stolen eller delad användning med säkert arbetsflöde

#### Teknisk specifikation för EXPRESS™ Origo

|                     |   |
|---------------------|---|
| Teknik              | Bildplatta för flergångsbruk (ljuskänslig fosforplatta) |
| Pixelstorlek        | 30 µm / 60 µm, valbar                                   |
| Skanningsupplösning | 17 lp/mm  |
| Image bit depth     | 16 bit  |
| Anslutning          | Standardnätverk (Ethernet RJ45), DHCP                   |
| Dimensioner         | 168 mm x 233 mm x 328 mm                                |
| Vikt                | 4 kg (8 lbs)  |
| Driftspänning       | 100-240 VAC, 50/60 Hz                                   |
| Operativsystem      | Windows Vista, Windows 7, Windows 8                     |



0  
Storlek 0  
22 x 31 mm  
734 x 1034  
pixlar

1  
Storlek 1  
24 x 40 mm  
800 x 1334  
pixlar

2  
Storlek 2  
31 x 41 mm  
1034 x 1368  
pixlar

3  
Storlek 3  
27 x 54 mm  
900 x 1800  
pixlar



INSTRUMENTARIUM

Kontaktinformation auktoriserad återförsäljare

#### Instrumentarium Dental

Nahkelantie 160, P.O. Box 20 FI-04301 Tuusula, Finland  
Tel. +358 10 270 2000  
www.instrumentariumdental.com, info@instrudental.com