

Höstkampanj!

Allt för en välplanerad steril

• Autoklaver • Diskdesinfektorer • Inredning m.m.

Autoklaver
från
49.000

Nyhet!

SW-Platinum
Behöver inget externt
vattenfilter – återvinner
processvattnet
internt.

Svensk Dentalservice – din partner i sterilen

Säkerhet och service i hela hygienkedjan.





Sterilen är hjärtat i lokalerna

I december förra året flyttade Askersundstandäkarna in i sina nya lokaler i en helrenoverad gammal smedja. Sterilen är centralt placerad i de ljusa och fräscha lokalerna.

Jan Funke från Svensk Dentalservice planerade sterilen tillsammans med personalen och anpassade ergonomin till Linnéa Einarsson som är sterilansvarig på kliniken. – Placeringen centralt i lokalerna har effektiviserat arbetet. Sterilen är hjärtat i kliniken som allt annat är beroende av, säger Hanna Arvidsson, tandsköterska.

Sterilen är inredd med Climo skåp och bänkar och har en arbetsö, med genomgående överskåp, som avgränsning mot resten av lokalen. Rummets utformning med en sida för kontaminerat material och en sida för rent ger ett smidigt arbetsflöde.

Jan sköter service och kontroller av utrustning i klinken. I samband med flytten installerades även fyra nya UnicLine S. Tidigare har han även levererat klinikkens intraoral röntgen och OPG-röntgen.

– Vi har jobbat med Jan i många år. Han kan rycka ut vid akuta fel men mycket kan skötas över telefon. Det är enkelt att bolla problemen med honom och han kan snabbt och smidigt guida oss att själva åtgärda felen, avslutar Hanna.



Linnéa Einarsson ansvarar för arbetet i sterilen.

Climo – för en välplanerad steril

Utformningen av sterilen är extra viktig, allting måste vara lättillgängligt och välplanerat. Utgångspunkten är att ingen korskontaminering ska kunna uppstå. Med en Climo-inredning är det lätt att planera en steril med god arbetsmiljö med fungerande logistik och som håller över tiden.

iCare+

Höggradigt rent på 14 minuter


Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinfektion av dina hand- och vinkelstycken.

iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument på högst 14 minuter utan att använda sig av värme.



El-kick på köpet!

Gör klinikkens ärenden på ett snabbt effektivt och miljövänligt sätt.



MELaseal 100+

Pålitlig och användarvänlig foliesvets. Svetsar en söm på 10 mm för extra säkerhet.

Melag Vacuklav 40B+ Evolution

Snabb autoklav med stor lättarbetad touchpanel

En driftsäker och lättskött autoklav med 18 l kammare och en lastkapacitet på 9 kg. Med helt nya funktioner som automatisk anpassning av torktid till lasten, knapp för energisparläge och ny insats för upp till 8 brickor.

- Snabbt klass B-program: 17 minuter inklusive tork, 8 minuter utan tork
- Lättmanövrerad med stor tydlig touchpanel
- Inbyggd programvara för spårbarhet av processen.



På köpet!

Vattenreningssystem och 3 brickor ingår vid köp av Melag Vacuclav 40B+ Evolution! (Värde 5.200 kr.)

Stern Weber SW17+

Pålitlig klass-B autoklav

Ny uppdaterade SW 17+ har ett internt vattenfilter som gör att tanken kan fyllas med kranvatten och kvaliteten övervakas med en inbyggd sensor.

- Anslutning via Wifi eller ethernet är möjlig
- Autoklaven kan programmeras till fördröjd start, extra torkning, användaridentifiering och påminnelse att utföra tester.

Uppdaterad!

Just nu!
Stern Weber SW17+
49.000 kr

Nya Stern Weber SW-Platinum

Behöver inget externt vattenfilter

- **Miljövänlig** - med interna vattenfilter och återvinnig av det i processen använda vattnet minimeras vattenförbrukning
- **Användarvänlig** - vatten behöver sällan fyllas på (kan även kopplas till kranvattnet), enkelmanövrerad stor touchdisplay med instruktionsvideo. Autoklaven signalerar med färgskiftningar var i processen den är
- **Smidig lagring av processer** - kan uppkopplas trådlöst via Wifi eller ethernet
- **Enkel att placera** - inga utvändiga utrymmeskrävande filter.

Nyhet!

MELAtherm 10

Lättanvänd diskdesinfektor

- Aktiv tork med Hepa-filter, integrerade doseringsmoduler och dokumentation av processkontroll via CF-kort.
- Ett driftsäkert alternativ för den mindre till medelstora kliniken.



Välj till instrumentkorgar till ett värde av 4.000 kr.

SMEG WD 4060

Driftsäker till bra pris!

Helt integrerat torksystem med Hepa-filter och hetluft som ger helt torra instrument efter avslutad process.

- Integrerade pumpar för automatisk disk och sköljmedelsdosering.
- Korgar ingår.



Just nu ingår förbrukning till ett värde av 3.000 kr!



Ställningen samt trådkorgar till den övre våningen på köpet!

SciCan G4

Bänkmodell med aktiv tork

- Tre program och färgtouch-display.
- Stor kammare som rymmer upp till sex fullstora brickor.
- Kan nätverksuppkopplas.

Stern Weber Highea

Ultraljudstank med tre funktioner

- Standardfunktion för optimal rengöring av kaviteter
- Sweep Mode-funktion som fördelar ultraljudsvågorna homogent
- Degas-funktion för maximal effektivitet.
- Finns i tre storlekar: 3 l, 6 l och 9 l.



Validering och kontroll

Svensk Dentalservice utför service, validering/UPK av autoklav, diskdesinfektor och iCare+.

Ansluten till Praktikertjänst?

Vi har ett avtal för validering med Praktikertjänst. Mer information hittar ni på ert intranet.

Svensk Dentalservice – vi finns där för dig

Svensk Dentalservice din långsiktiga partner – Svensk Dentalservice väljer ut de produkter som säljs med stort fokus på driftsäkerhet. Vi tar ansvar för våra produkter från det att de säljs till att de byts ut. Vi har kompetens för att underhålla, serva och kvalitetskontrollera de produkter som finns i vårt sortiment. Välj Svensk Dentalservice och vi kommer att finnas där för dig under hela din verksamma karriär.



Nerikes Dentalservice

Jan Funke 070-735 20 29

Östergötlands Dentalservice

Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentalservice

Niklas Holmbom 070-526 20 90

Göteborgs Dentalservice

Freddy Winberg 070-320 15 82

Joachim Johansson 0703-20 05 03

Anders Bertilsson 0761-40 24 21

Dentalservice Sydost

Fredrik Nyman 070-731 08 41

Kristian Sjöberg 076-805 78 99

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Skåne – Kjell Gannby Dental

Kjell Gannby 070-970 70 07

Norrland – TS Dental

Niklas Nordström 0935-131 11

Upplands Dentalservice

Anders Arneklint 018-10 32 00

Dentalservice i Svealand

Lars Lindell 016-13 14 00

David Svensson 021-12 56 00

Dentalservice i Stockholm

Jonas Svärdgren 070-540 06 23

Alla erbjudanden gäller till 31 oktober och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.



Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se

 **Svensk
dentalservice**
Dimgatan 3–7, 754 31 Uppsala