

Vårkampanj!

Utrustning och tjänster för din klinik



Erbjudande
autoklaver!



Erbjudande
röntgen!



Erbjudande
**behandlings-
enheter!**



Svensk Dentservice – alltid nära dig




UnicLine S

Kompakt och stilren med brygga i glas

UnicLine S är tillverkad i gedigna material som aluminium och glas. Utrustningen är mycket användarvänlig och enkel att programmera. En slimmad glasbrygga gör att operatören kommer närmare patienten. Inställningarna visas direkt på bryggan och projiceras ner på patienten – användaren behöver inte flytta blicken till olika ljuszoner. En display på sugarmen gör att sköterskan kan följa inställningarna.

- Beständiga material – aluminium och glas
- Vridbar fontän med justerbart ljus
- Bekväm stoppning som formar sig efter patienten
- Separat stol och behandlingsenhet.



Erbjudande!

Köp ett UnicLine S-paket med 5 instrument och få en extra mikromotormodul på köpet (värde 20.000:-)






SW 380TRC
Pris från:
235 000 kr

Stern Weber 380TRC

En flexibel utrustning som kan anpassas för varje enskild behandling

För Stern Weber 380TRC finns inga begränsningar – utrustningen kan helt anpassas med funktioner efter vilka behandlingar du vill utföra. Den roterbara stolen med böjbar bendel kan svängas ut så att patient och behandlare kan mötas i diskussion öga mot öga i naturlig sittposition. Inställningar görs enkelt från touchpanelen.

- Roterbar stol
- Touchdisplay
- Pneumatiskt armssystem.



Stern Weber 220TR

En stilren och användarvänlig utrustning med fokus på enkel manöverbarhet och ergonomi för hela dentalteamet.

220TR är Stern Webers instegsmodell men utrustningen kan konfigureras efter de flesta önskemål.

SW 220TR
Pris från:
175 000 kr



Carestream CS 8200 2D/3D

Kombinerar suverän bildkvalitet med enkelt handhavande och enkel positionering. En liten och kompakt extraoral röntgen som finns både som panorama och CBCT, med eller utan Kefalostat.

Positionering sker ansikte mot ansikte.

CBCT volymer från 4x4 till 8x9. Högsta upplösning 75um.

NYHETER CS 8200

- Volymerna 12 x 5 och 12 x 10
- Marfilter som reducerar metallartifakter
- Ny teknik för avancerad brusreducering ger skarpare bilder utan att kompromissa med de kliniska detaljerna.

Carestream Dental programvara inga löpande licenskostnader

Carestream uppdaterar konstant programvaror för att anpassa sig till nya digitala arbetssätt. Med produkter från Carestream får du ett sammanhängande system där grunden är CS Imaging men du kan bygga på med moduler allteftersom du anpassar dig till nya tekniker.



MyRay Hyperion X5

Liten kompakt panorama med komplett utbud av funktioner

Liten vägghängd eller golvmonterad röntgen som passar i små utrymmen. Mycket lättanvänd.

Ger hög bildkvalitet med låga stråldoser.

X5 har komplett programutbud.

- Automatisk inställning av exponeringsvärden
- Stabil fempunktspositionering.
- MultiPan – ger fem bilder i en scan
- Valbart exponeringsområde – ger lägre stråldos i ett begränsat område.
- Barnbländare
- Finns nu även med kefalostat.

My Ray Hyperion X5 finns även med CBCT Funktion

- Volymer från 6 x 6 till 10 x 10
- Scoutbild för kontroll av korrekt placering av volym.

**Krångligt med CBCT? Vi guidar dig rätt
och ordnar kontakter med radiologer och
röntgenfysiker.**



**Myray Hyperion X5
går även att
beställa som en
kombinerad
3D/2D-enhet.**

**MyRay X5
Pris från:
175 000 kr**

**MyRay X5 CBCT
Pris från:
455 000 kr**

Carestream CS 3700

Intraoral scanner

Med optimerad design och funktion för färgtagning.

- Högsta precision och tillförlitlighet för optimala kliniska resultat
- Snabbare scanning
- Levereras med nya programvaran CS ScanFlow.

5 års
garanti*

*hårdvarugaranti.

5 års fria
uppdateringar.

CS ScanFlow – intuitiv scannerprogramvara

- 60% snabbare förfining av bilderna
- Ökad touchskärmskompatibilitet
- Hybridscanning • Mycket enkelt arbetsflöde.



Carestream CS 2200

Intraoral röntgen

- Ger skarpa bilder med hög kontrast
- 0,7 mm fokuspunkt
- 60 kV eller 70 kV
- Låga stråldoser • 3 längder på förlängningsarm
- Carestream CS 2200 finns även i mobil version på stativ.



Intraoral röntgen

Pris från:
28 500 kr

MyRay RXDC eXTend

Likströmsröntgen med ett stabilt självbalanserande armsystem i aluminium.

- 0,4 mm fokuspunkt • Variabel kV – 60, 65, 70 kV
- Rektangulärt riktmedel som standard
- Möjlighet att välja längd på förlängningsarm
- Finns med trådlös eller trådbunden handkontroll
- RXDC eXTend finns även i mobil version på stativ.



Melag Vacuklav 40B+ Evolution

Marknadens snabbaste autoklav med stor lättarbetad touchpanel

En driftsäker och lättskött autoklav med 18 l kammare och en lastkapacitet på 9 kg. Med helt nya funktioner som automatisk anpassning av torktid till lasten, knapp för energisparläge och ny insats för upp till 8 brickor.

- Snabbt klass B-program: 17 minuter inklusive tork, 8 minuter utan tork
- Lättmanövrerad med stor tydlig touchpanel
- Inbyggd programvara för spårbarhet av processen.



Vattenfilter på köpet!

Vid köp av Melag Vacuklav 40B+ följer ett vattenfilter med utan extra kostnad (värde 5.000 kr)

Spårbarhet


MELAprint skrivare & scanner

Skriv ut etiketter till autoklav-påsar och steriliseringskassetter och scanna in information om steriliseringsprocessen direkt i patientjournalen.



MELaseal 100+

Pålitlig och användarvänlig foliesvets. Svetsar en söm på 10 mm för extra säkerhet.



MELAtherm 10

Lättanvänd diskdesinfektor

Ett driftsäkert alternativ för den mindre till medelstora kliniken.

- Aktiv tork med Hepafilter, integrerade doseringsmoduler och dokumentation av processkontroll via CF-kort.
- Övervakning av sköljtryck och rotationshastighet på sköljarmarna.



5 000 kr i rabatt!

Slipp autoklavpåsar med Melastoresystemet!

Packa i Melastore bricka – diska. Lägg brickan i Melastore sterilkassett och sterilisera i autoklav.



Flexkorg med injektorsystem för invändig rengöring av ihålliga instrument.



Adapters för scalerspetsar.

iCare+

Höggradigt rent utan värme

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument utan att använda sig av värme.

Icare+ är en kompakt enhet som kräver litet utrymme och möjliggör ergonomiska arbetsställningar.



Stern Weber SW17+

Pålitlig klass-B autoklav

SW 17+ har ett internt vattenfilter som gör att tanken kan fyllas med kranvatten och kvaliteten övervakas med en inbyggd sensor.

- Anslutning via Wifi eller ethernet är möjlig
- Autoklaven kan programmeras till fördröjd start, extra torkning, användaridentifiering och påminnelse att utföra tester.



**Stern Weber
autoklaver**
Pris från:
43 500 kr

Stern Weber SW-Platinum

Behöver inget externt vattenfilter

- **Miljövänlig** - med interna vattenfilter och återvinning av det i processen använda vattnet minimeras vattenförbrukning.
- **Användarvänlig** – vatten behöver sällan fyllas på (kan även kopplas till kranvatten), enkelmanövrerad stor touchdisplay med instruktionsvideo. Autoklaven signalerar med färgskiftningar var i processen den är.
- **Smidig lagring av processer**
– kan uppkopplas trådlöst via Wifi eller ethernet.
- **Enkel att placera** – inga utvändiga utrymmeskrävande filter.




Pris från:
74 500 kr

SMEG WD 4060

Driftsäker till bra pris!

Helt integrerat torksystem med Hepa-filter och hetluft som ger helt torra instrument efter avslutad process.

Med integrerade pumpar för automatisk disk och sköljmedelsdosering. Korgar ingår.



**Ställningen samt trådkorgar
till den övre våningen på köpet!**

SciCan G4

Bänkmodell med aktiv tork

- Tre program och färgtouch-display.
- Stor kammare som rymmer upp till sex fullstora brickor
- Kan nätverksuppkopplas
- Även för inbyggnad.



Validering och kontroll

Hos oss får du en egen servicetekniker som har kompetens för såväl service som validering/UPK av autoklav, diskdesinfektor och iCare+

Förbrukning för rengöring & desinfektion

Vi har ett komplett sortiment av Alpro rengörings- och desinficeringsprodukter. Alpro är speciellt inriktade på rengöring av behandlingsenheters sug- och vattenledningssystem men har även ett sortiment för ytdesinfektion för klädsalar unitar och t.ex. röntgenapparater.

Fullt sortiment finns i webshoppen.



S-Max M driftsäker med hög prestanda

Nu erbjuder vi två förmånliga värdepaket med S-Max M standardserie. S-Max M har nya interna komponenter för ännu bättre hållbarhet och ett nytt chucksystem för enklare och säkrare borrarbyte samt en slimmare design.

S-Max nya turbiner når hela 26 W i effekt.

Clean Head System



Värdepaket S-Max

Alt 1

- M25L blått vinkelstycke
- M900KL turbinvinkelstycke
- Fx57 putsvinkelstycke

13.100 kr

Alt 2

- M25L blått vinkelstycke
- M95L uppväxlat vinkelstycke
- Fx57 putsvinkelstycke

14.350 kr

Svensk Dentservice – alltid nära dig

Svensk Dentservice finns över hela Sverige. Vårt mål är att finnas nära dig både geografiskt och i ett nära samarbete. Vi har många års erfarenhet av service, reparation och försäljning av dental utrustning och har kompetens för att underhålla, serva och kvalitetskontrollera de produkter som finns i vårt sortiment.

Välj Svensk Dentservice och vi kommer att finnas där för dig under hela din verksamma karriär.

Nerikes Dentservice

Jan Funke 070-735 20 29

Östergötlands Dentservice

Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentservice

Niklas Holmbom 070-526 20 90

Göteborgs Dentservice

Freddy Winberg 070-320 15 82

Joachim Johansson 0703-20 05 03

Anders Bertilsson 0761-40 24 21

Dentservice Sydost

Fredrik Nyman 070-731 08 41

Kristian Sjöberg 076-805 78 99

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Skåne – Kjell Gannby Dental

Kjell Gannby 070-970 70 07

Norrland TS Dental

Niklas Nordström 0935-131 11

Upplands Dentservice

Anders Arneklint 018-10 32 00

Dentservice i Svealand

Lars Lindell 016-13 14 00

David Svensson 076-830 02 02

Dentservice i Dalarna

Mikael Bergström 021-12 56 00

Dentservice i Stockholm

Jonas Svärdgren 08-20 25 40

Alla erbjudanden gäller t.o.m 1:a juni -21 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Priserna anges exkl. moms och montering.



Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentservice.se

 **Svensk
dentservice**
Dimgatan 3-7, 754 31 Uppsala