

Kampanj Höst / Vinter

SEPTEMBER TILL DECEMBER 2022



Vinkelstycken/luftturbiner

Ti-Max Z

KAMPANJ

• Extremt små dimensioner (t.ex. huvudstorlek Ø 8,9 x H 13,4 mm) • Solid titankropp med reptålig DURAGRIP®-beläggning • Cellulär glasoptik • 3 års garanti • Integrerat mikrofilter • Clean Head System • Ultra-push chuck



MODELL **Z95L**
REF **C1034**

12.510 SEK*
15.009,96 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 1:5 Ökning
- Huvudstorlek: Ø 8,9 x H 13,4 mm
- Quattro-vattenspray
- Keramiska kullager
- Tvåvägssprayfunktion



MODELL **Z25L**
REF **C1038**

8.240 SEK*
9.886,8 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 1:1 Direkt drift
- Huvudstorlek: Ø 8,9 x H 13,4 mm
- Tvåvägssprayfunktion



MODELL **Z15L**
REF **C1039**

9.520 SEK*
11.427 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 4:1 Reducering
- Huvudstorlek: Ø 8,9 x H 13,4 mm
- Tvåvägssprayfunktion



MODELL **Z45L**
REF **C1064**

12.260 SEK*
14.714,64 SEK*

- Optiskt titanvinkelstycke
- 1:4,2 Ökning
- Keramiska kullager
- Tvåvägssprayfunktion

Köp 5, betala för 4!

• Solid titankropp med DURAGRIP®-beläggning • 26 W vridmoment (Z900L) • Cellulär glasoptik • Mycket smal hals för perfekt sikt • Keramiska kullager • 2 års garanti • Clean Head System • Quattro-vattenspray

Optisk turbin med standardhuvud (Ø 12,5 x H 13,1 mm)



MODELL **Z900L**
REF **P1111**

för NSK PTL-koppling

8.770 SEK*
10.528,8 SEK*

MODELL **Z900KL**
REF **P1113**

för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

MODELL **Z900SL**
REF **P1115**

för Sirona® snabbkoppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

MODELL **Z900WL**
REF **P1121**

för W&H® Roto Quick®-koppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

Optisk turbin med minihuvud (Ø 10,8 x H 12,1 mm)

MODELL **Z800L**
REF **P1110**

för NSK PTL-koppling

8.770 SEK*
10.528,8 SEK*

MODELL **Z800KL**
REF **P1112**

för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

MODELL **Z800SL**
REF **P1114**

för Sirona® snabbkoppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

MODELL **Z800WL**
REF **P1120**

för W&H® Roto Quick®-koppling

9.520 SEK*
11.427,6 SEK*

OBS: Turbiner i Ti-Max Z- och S-Max M-serierna är även tillgängliga för Bien Air®-kopplingar till samma kampanjpris.

Vinkelstycken/luftturbiner

S-Max M

KAMPANJ

• Rostfri stål kropp • Cellulär glasoptik • 2 års garanti • Clean Head System



MODELL **M95L**
REF **C1023**

8.350 SEK*
10.015,2 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 1:5 Ökning
- Quattro-vattenspray
- Keramiska kullager



MODELL **M25L**
REF **C1024**

5.940 SEK*
7.126,2 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 1:1 Direkt drift
- Enkelspray



MODELL **M15L**
REF **C1025**

6.630 SEK*
7.960,8 SEK*

- Optiskt vinkelstycke
- 4:1 Reducering
- Enkelspray



MODELL **M65**
REF **H1008**

4.800 SEK*
5.765,16 SEK*

- Icke-optiskt handstycke
- 1:1 Direkt drift
- Enkelspray

Ti-Max Z micro

NYHET

- Titankropp och DURAGRIP®-beläggning •
- Cellulär glasoptik • Keramiska kullager •
- Clean Head System • Quattro-vattenspray •
- litet huvud (Ø 9,0 x H 10,8 mm) • Snabbstopp •
- Enkelt patronbyte • For short shank-borr med
- maxlängd på 21 mm



MODELL **Z micro**
REF **PA2357**

för NSK PTL-
koppling

9.341 SEK*

MODELL **Z micro KL**
REF **PA2358**

för KaVo® MULTIflex®
LUX-koppling

9.900 SEK*

MODELL **Z micro SL**
REF **PA2359**

för Sirona®
snabbkoppling

9.900 SEK*

• Rostfri stål kropp • Cellulär glasoptik • 2 års garanti • Clean Head System • Quattro-vattenspray



Optisk turbin med standardhuvud (Ø 12,1 × H 13,3 mm)

MODELL **M900L**
REF **P1254**

för NSK PTL-
koppling

6.410 SEK*
7.691,16 SEK*

MODELL **M900KL**
REF **P1258**

för KaVo® MULTIflex®
LUX-koppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*

MODELL **M900SL**
REF **P1262**

för Sirona®
snabbkoppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*

MODELL **M900WL**
REF **P1266**

för W&H® Roto Quick®-
koppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*

Optisk turbin med minihuvud (Ø 10,6 × H 12,4 mm)

MODELL **M800L**
REF **P1253**

för NSK PTL-
koppling

6.410 SEK*
7.691,16 SEK*

MODELL **M800KL**
REF **P1257**

för KaVo® MULTIflex®
LUX-koppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*

MODELL **M800SL**
REF **P1261**

för Sirona®
koppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*


MODELL **M800WL**
REF **P1265**

för W&H® Roto Quick®-
koppling

6.960 SEK*
8.346 SEK*

OBS: Turbiner i Ti-Max Z- och S-Max M-serierna är även tillgängliga för Bien Air®-kopplingar till samma kampanjpris.

ULTIMATE XL BORSTLÖS MIKROMOTOR



- Hastighetsområde 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstycke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion

SATSER MED VRIDMOMENTSHANDSTYCKE

Knäkontrollenhet
REF Y141495

Fotpedal
REF Y141513

Kontrollenhet
för bord
REF Y141471

Kontrolltorn
REF Y141504

SATSER MED KOMPAKT HANDSTYCKE

Knäkontrollenhet
REF Y141496

Fotpedal
REF Y141514

Kontrollenhet
för bord
REF Y141472

Kontrolltorn
REF Y141505

Satser med vridmoments-
handstycke 8,7 Ncm

17.420 SEK*

20.903,52 SEK*

Satser med kompakt
handstycke (6,0 Ncm)

14.590 SEK*

17.513,76 SEK*

Endodonti

iPex II APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler

MODELL **iPex II**
REF **Y1002208**

7.390 SEK*

9.073 SEK*



Varios Combi Pro

KAMPANJ

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH POLERING
FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

2-I-1
ULTRALJUD ×
PULVERSPRAY

Varios Combi Pro innehåller:

- Kontrollenhet
- Ultraljudssats inkl. LED-handstycke
- Supragingival pulversats
- Multifunktionell fotpedal
- Spetsar G4, G8 och G16
- Andra tillbehör

VARIOS COMBI PRO VÄRDEPACK P4+C

Varios Combi Pro med ultraljuds- och pulversats
för supragingival användning



- Perio-sats (subgingival användning)
- Ett andra ultraljudshandstycke Varios2 LUX HP
- iCart Prophy

72.230 SEK*

86.670 SEK*

SPARA **14.440 SEK***



MODELL **Varios Combi Pro**
REF **Y1002843**

49.712 SEK*

iCart Prophy

NYHET

FUNKTIONELL VAGN FÖR VARIOS COMBI PRO

Nya iCart Prophy passar perfekt med Varios Combi Pro. Den stabila vagnen med justerbar höjd är utrustad med fyra hjul, varav två med bromsar och detta innebär att Varios Combi Pro kan placeras och förflyttas säkert på kliniken.



MODELL **iCart Prophy**
REF **S9095**

10.272 SEK*



Prophy-Mate neo

LUFTDRIVET TANDPOLERINGSVERKTYG FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPACK P1

Prophy-Mate neo

- + Ett andra Prophy-Mate neo-handstycke REF **T797010**, 3.306 SEK*
- + FLASH pearl 4 x 300 g REF **Y900698**, 888 SEK*

11.240 SEK*

13.482 SEK*

SPARA **2.242 SEK***



MODELL **FLASH pearl**
REF **Y900698**

- Kalciumbaserat rengöringspulver
- 4 x 300 g flaskor

888 SEK*



REF **Y135029** för NSK PTL-koppling 9.929 SEK*

REF **Y135030** för KaVo® MULTIflex® LUX-koppling 9.929 SEK*

REF **Y135031** för Sirona® snabbkoppling 9.929 SEK*

REF **Y135032** för W&H® Roto Quick®-koppling 9.929 SEK*

REF **Y135033** för Bien-Air® Unifix®-koppling 9.929 SEK*

MEGAPACK P3

KOMBINERAT SPARPAKET P1 OCH P2

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

22.470 SEK*

26.964 SEK*

SPARA **4.494 SEK***

Perio-Mate

LUFTDRIVET TANDPOLERINGSVERKTYG FÖR SUBGINGIVAL ANVÄNDNING

VÄRDEPACK P2

Perio-Mate

- + Ett andra Perio-Mate-handstycke REF **T1043010**, 3.884 SEK*
- + Perio Mate-pulver 2 x 160 g REF **Y900938**, 720 SEK*

12.840 SEK*

15.408 SEK*

SPARA **2.568 SEK***



MODELL **Perio Mate-pulver**

REF **Y900938**

- Glycinbaserat pulver
- 2 flaskor om 160 g

683 SEK*



REF **Y1002654** för NSK PTL-koppling 11.684 SEK*

REF **Y1002655** för KaVo® MULTIflex® LUX-koppling 11.684 SEK*

REF **Y1002656** för Sirona® snabbkoppling 11.684 SEK*

REF **Y1002657** för W&H® Roto Quick®-koppling 11.684 SEK*

REF **Y1002658** för Bien-Air® Unifix®-koppling 11.684 SEK*

Varios 970

ULTRALJUD

• iPiezo-motor för stabil uteffekt • Smalt och lätt handstycke • Omfattande användningsområde med spetsar för behandlingar som profylaktiska, periodontiska, endodontiska och stärkande behandlingar • LED-integrerad • 2 vattenbehållare+ externt vatten



Varios 970 inkluderar:

- Kontrollenhet
- Handstycke inkl. sladd
- Fotpedal
- 3 scalingspetsar (G4, G8, G16)
- 2 vattenbehållare
- Steriliseringslåda med 3 spetsnycklar

MODELL **Varios 970 LUX**
Komplett sats med LED
REF **Y1004161**

28.654 SEK*

**VÄRDEPACK
P5-A**

+ Varios 970 LUX
Ett andra Varios LED-hand-
stycke

29.850 SEK*
35.823,6 SEK*

SPARA 6.073 SEK*

MODELL **Varios 970**
Icke-optisk komplett sats
REF **Y1004160**

25.134 SEK*

**VÄRDEPACK
P5-B**

+ Varios 970
Ett andra Varios icke-optiskt
handstycke

26.640 SEK*
31.971,6 SEK*

SPARA 5.331 SEK*

Ti-Max S970 Luftscaler

- Luftscaler-handstycke i titan med DURACOAT®-beläggning
- Effektring med 3 nivåer
- Stabilt vridmoment och konstant effekt
- Cirkulär optisk belysning
- Brett utbud av spetsar för perio-, endo, scaling mm
- Oscillationsfrekvens: 5 800–6 200 Hz
- Inkl. 3 spetsar (S1, S2, S3)



MODELL **Ti-Max S970L**
REF **T1005**

Optisk luftscaler för NSK PTL-koppling

10.520 SEK*
12.621,72 SEK*

MODELL **Ti-Max S970KL**
REF **T1013**

Optisk luftscaler för KaVo® MULTiflex® LUX-koppling

11.640 SEK*
13.969,92 SEK*

MODELL **Ti-Max S970SL**
REF **T1015**

Optisk luftscaler för Sirona® snabbkoppling

11.640 SEK*
13.969,92 SEK*

iProphy

ERGONOMISK, TRÅDLÖS POLERANDE MIKROMOTOR MED LITET HUVUD

MODELL **iProphy** med iFX57-huvud
REF **Y1500015**

12.430 SEK*

14.920,08 SEK*

Som standardval är iProphy tillgänglig med iFX57-huvud för skruvkoppar (enligt illustration). Som alternativ kan iProphy användas med profylaxhuvud för engångsbruk. I sådana fall rekommenderar vi att du väljer iProphy utan huvud (REF Y150069; 9.619 SEK*) och PR-F-adapter. Skruvkoppar och engångs profylaxhuvud inkluderas inte i standardförpackningarna.

Tillgängliga alternativ:



MODELL **iFX57**
(huvud för skruvkoppar)
REF **C1102001**

2.800 SEK*

3.364,08 SEK*



MODELL **PR-F**
Adapter för engångs profylaxhuvud

REF **H209001** **2.110 SEK***
2.529,48 SEK*



ORAL HYGIEN/PROFYLAXHANDSTYCKE



MODELL **X57** REF **C619**
• Icke-optiskt titanvinkelstycke

• 16:1 Reducering
• Litet huvud för skruvkoppar och borstar ¹⁾

4.670 SEK*

5.598,24 SEK*



MODELL **FX57m** REF **C1054**
• Icke-optiskt vinkelstycke i rostfritt stål

• 4:1 Reducering
• Litet huvud för skruvkoppar och borstar ¹⁾

2.800 SEK*

3.364,08 SEK*

Köp 3 st FX57, för 7.200 SEK*

¹⁾ I kombination med adapterskruv med snabbfäste (REF C186020) är dessa handstycken färdiga att användas i kombination med koppar med snabbfäste.

Scalerspetsar

Modellnummer "E" är kompatibla med EMS

* Tillägg: Kombinyckel REF:Z221076

Köp 6 spetsar, **betala för 5!**



G1
MODELL:G1 REF:Z217101
MODELL:G1-E REF:Z291101

640 SEK*



G2
MODELL:G2 REF:Z217102
MODELL:G2-E REF:Z291102

640 SEK*



G3
MODELL:G3 REF:Z217103
MODELL:G3-E REF:Z291103

640 SEK*



G6
MODELL:G6 REF:Z217106
MODELL:G6-E REF:Z291106

640 SEK*



P21R
MODELL:P21R REF:Z217422
MODELL:P21R-E REF:Z291422
Högerböjd typ

915 SEK*



P21L
MODELL:P21L REF:Z217421
MODELL:P21L-E REF:Z291421
Vänsterböjd typ

915 SEK*



P25R
MODELL:P25R REF:Z217424
MODELL:P25R-E REF:Z291424
Högerböjd typ

915 SEK*



P25L
MODELL:P25L REF:Z217425
MODELL:P25L-E REF:Z291425
Vänsterböjd typ

915 SEK*

Kirurgi och Implantat



X-SG20L
REF:C1003
20:1 Reducering

11.600 SEK*



SG20
REF:C1010
20:1 Reducering

8.075 SEK*



Z-SG45L
REF:C1107
1:3 Ökning

12.025 SEK*



P20
MODELL:P20 REF:Z217420
MODELL:P20-E REF:Z291420

915 SEK*

Köp 5, **betala för 4!**



X-SG25L
MODELL:X-SG25L
REF:C1011
1:1 Direkt drift

7.980 SEK*



X-SG65L
MODELL:X-SG65L
(optisk)
REF:H1009
MODELL:X-SG65
(ej optisk)
REF:H1038
1:1 Direkt drift

9.700 SEK*



SGS-ES
REF:H264
1:1 Direkt drift

4.880 SEK*



SGA-ES
REF:H263
1:1 Direkt drift

6.625 SEK*

Surgic Pro2 + Osseo 100+



MODELL **Surgic Pro2 NON-OPT**
REF **Y1004196**

Komplett maskin utan LED inkl
vinkelstycke SG20 (20:1)

36.369 SEK*



MODELL **Surgic Pro2 OPT**
REF **Y1004195**

Komplett maskin med LED
inkl. optiskt vinkelstycke
X-SG20L (20:1)

47.722 SEK*

VÄRDEPACK S6

+ MODELL **Surgic Pro2 NON OPT** REF **Y1004196**
MODELL **Osseo 100+** REF **Y1004176**

49.430 SEK* SPARA **9.890 SEK***
59.320,8 SEK*

VÄRDEPACK S6

+ MODELL **Surgic Pro2 OPT** REF **Y1004195**
MODELL **Osseo 100+** REF **Y1004176**

59.550 SEK* SPARA **11.904 SEK***
71.454,6 SEK*

Surgic Pro

KIRURGISK MIKROMOTOR FÖR IMPLANTAT-, ORAL- OCH
MAXILLOFACIAL KIRURGI

- Max. vridmoment (upp till 80 Ncm)
- Liten och lätt mikromotor
- LED-belysning (32 000 LUX)
- Enastående varaktighet och tillförlitlighet
- Mikromotorn kan autoklaveras och värmedesinficeras



Standardsats

MODELL **Surgic Pro NON-OPT**
REF **Y1003587**

Komplett maskin icke-optiskt inkl.
vinkelstycke (ej avtagbart)
SG20 (20:1)

33.100 SEK*

MODELL **Surgic Pro OPT**
REF **Y1003586**

Komplett maskin med LED inkl.
optiskt vinkelstycke (ej avtagbart)
X-SG20L (20:1)

44.100 SEK*

VÄRDEPACK S1-A

Surgic Pro NON-OPT

- + Ett andra vinkelstycke SG20 (20:1)
- + Kirurgiskt handstycke SGS-ES (1:1)

39.590 SEK*
47.508 SEK*
SPARA **7.916 SEK***



VÄRDEPACK S2-A

Surgic Pro OPT

- + Ett andra vinkelstycke X-SG20L (20:1)
- + Kirurgiskt handstycke X-SG65L m. L. (1:1)

55.110 SEK*
66.126 SEK*
SPARA **11.016 SEK***



VarioSurg3

KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED

- Högsta skäreffektivitet
- Smalt och lätt ultraljudshandstycke
- Omfattande spetsserie
- Link System med Surgic Pro

VÄRDEPACK V1

Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

+ Ett andra VS3-handstycke med LED

70.620 SEK*

84.744 SEK*

SPARA **14.124 SEK***

Inkluderar:

Basis H-S spetsats och steriliseringskassett



MODELL **VarioSurg3**
REF **Y1002726**

Komplett maskin
inkl. Basic H-S-sats
och
steriliseringskassett

69.820 SEK*

MODELL **VarioSurg3 NON-FT²⁾**
REF **Y1002248**

Komplett maskin utan
fotpedal för SG-Link
med Surgic Pro inkl. Basic H-S
-sats och steriliseringskassett

69.730 SEK*

2) för att kunna koppla VarioSurg3 till Surgic Pro krävs antingen SG Link-sats eller iCart Duo + Link
-kabel. VarioSurg3 kan kopplas till alla Surgic Pro-modeller.



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN:

Benkirurgi
Scraper
Extraktion
Sinuslyft
Implantatförberedelse
Sinusmembranlossning

Sinuslyft
Retrograd endo
Supragingival scaling
Rotspetsoperationer
Protesunderhåll

NSK erbjuder ett utbud på över 50 spetsar för olika indikationer. Mer information finns på vår webbplats:

www.sweden.nsk-dental.com/products/surgical/



SurgicPro⁺ + VarioSurg 3

MIKROMOTORSYSTEM
FÖR ORAL KIRURGI

ULTRALJUDSSYSTEM
FÖR BENKIRURGI



VÄRDEPACK S4+

Surgic Pro+ D komplett maskin med LED inkl. optiskt vinkelstycke X-DSG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L (1:1)

VarioSurg 3 non-FT Komplet maskin utan fotpedal inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

+ Ett andra piezohandstycke med LED

+ Link-sats

117.700 SEK*
141.240 SEK*

SPARA **23.540 SEK***

MODELL **SG Link Set**
REF **Y1002729**

Tillåter koppling av både VarioSurg 3 och Surgic Pro (alla modeller) inklusive: link-kabel och hållare

5.596 SEK*



VÄRDEPACK S5+

Surgic Pro+ D komplett maskin med LED inkl. optiskt vinkelstycke X-DSG20L (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L (1:1)

VarioSurg 3 non-FT Komplet maskin utan fotpedal inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

+ Ett andra piezohandstycke med LED

+ iCart Duo inkl. Link-kabel

125.190 SEK*
150.228 SEK*

SPARA **25.038 SEK***

MODELL **iCart Duo**
REF **S9090**

Platsbesparande, stilren mobil förvaring för NSKs kirurgiska enheter Surgic Pro och VarioSurg 3

11.330 SEK*
13.597,56 SEK*



Osseo 100

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100 mäter implantatstabilitet och osseointegration för att förbättra beslut om när implantatet kan belastas. Extra viktigt vid användning av protokoll med kortare behandlingstid och behandling av högriskpatienter. Den okomplicerade driften som mäter implantatstabilitetsvärdet (ISQ) med hjälp av en MultiPeg³⁾ (tillgänglig för de flesta implantattyper) tillåter perioden för implantatbelastning att planeras i förväg.

³⁾MultiPeg ingår inte, säljs separat.



Klart på bara 3 steg.
Titta på videoklippet
för att lära dig mer.



MODELL **Osseo 100**
REF **Y1004175**

22.650 SEK*
27.182,28 SEK*

Osseo 100+

NYHET

AUTOMATISK ÖVERFÖRING AV
ISQ-VÄRDET VID ANSLUTNING
TILL SURGIC PRO 2. BLUETOOTH®-
ANSLUTNINGEN MÖJLIGGÖR
MÄTNING AV VÄRDEN SOM SPARAS I
SURGIC PRO2-APPEN.

MODELL **Osseo 100+**
REF **Y1004176**

Trådlös Bluetooth®-anslutning med Surgic
Pro2

26.010 SEK*
31.214,04 SEK*



MultiPegTM

364 SEK*



Återanvändningsbar MultiPegTM

- För alla större implantatsystem⁴⁾
- Vävnadsvänlig, hållbar titan
- Autoklaverbar ca 20 gånger
- Optimal plattformanpassning
ISQ Standard Calibrated



⁴⁾ Det finns olika MultiPegs tillgängliga
för att passa olika
implantatsystem och modeller.
Se en regelbundet uppdaterad översikt på
<https://www.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-osseo100/>

iSD900

SLADDLÖS PROTETIKSKRUVDRAGARE MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk fästning av abutmentskravar
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL **iSD900**
REF **Y1001358**
Protesskruvdragare

15.780 SEK*
18.939 SEK*



VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

Vikt: endast 8,5 kg!



MODELL **VIVA ace**
REF **Y1003773**

107.830 SEK*
129.401,52 SEK*



VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Salivsugning
- Stor display

Dentalone

MOBIL TANDVÅRD SVAGN

MODELL **Dentalone**
REF **S9070**

124.860 SEK*
149.829,96 SEK*



Dentalone är utrustad enligt följande:

- Borstlös NLX nano mikromotor med LED
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster med LED
- Salivsugning
- Stor, bakgrundsbelyst display
- Instrumenthållare med automatisk valfunktion
- Fotpedal

Det som tidigare var en smidig liten vagn har nu blivit en komplett utrustad tandvårdsenhet. Oavsett syfte – inom hemtjänst, på skolor eller för humanitär hjälp – kan Dentalone enkelt förflyttas från en plats till en annan och förvandlas till en bekväm, användarvänlig tandvårdsenhet på några sekunder.

VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING FÖR MOBIL ANVÄNDNING

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke (ingår inte i satsen).



MODELL **Viva Mate G5 Set⁶⁾**
REF **Y1002801**

16.820 SEK*
20.184,48 SEK*

iCare+

Ingår n.clean och n.cid för ett värde av **5000 kr**

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand-och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument.

MODELL **C2**

Inklusive 2 adapters för hand/vinkelstycken. + 2 adapters för turbin.

REF **S102**

66.950 SEK*

MODELL **C3**

Inklusive 3 adapters för hand/vinkelstycken + 1 adapter för turbin.

REF **S102**

66.950 SEK*



iClave plus

HÖGPRESTERANDE VAKUUM-AUTOKLAV AV KLASSE B

- Lätt att använda
- Snabb. 25 min cykel för opackat gods
- 35 min för packat gods
- Perfekt för implantatkit
- Inkluderar helixtest och strips

REF **Y1003077**

48.150 SEK*
58.700 SEK*



Purity


AUTOMATISKT VATTENRENINGSSYSTEM

Denna enhet passar ovanpå iClave plus

MODELL **Purity**

REF **Z1284**

10.700 SEK*
15.110 SEK*




Newseal Plus

FÖRSEGLAR ENKELT OCH AUTOMATISKT AUTOKLAVPÅSAR FÖRE STERILISERING

MODELL **Förseglare Newseal Plus**

REF **Z1279**

7.360 SEK*
8.900 SEK*



ÅTERFÖRSÄLJARE:



www.dentalservice.com

* Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.

NSK Nordic • www.nsk-nordic.com
Telefon: 031-20 20 24 • E-mail: order@nsk-nordic.com

