

Mässkampanj!

Erbjudanden och nyheter på årets Swedental.

Vi finns i monter B04:32.



Heka S+

EN unit för många användare.

Nyhet!



Thalya Plus

Höggradigt rent på 12 minuter.



Melag Careclave 4+1

Autoklav, diskdesinfektor, smörjutröstning och dokumentering.



Stern Weber 380TRC

Ett komplett behandlingscenter.



Heka S+

Kompakt och användarvänlig, med nya funktioner

En vidareutvecklad version av UnicLine S.
Kompakt och användarvänlig behandlingsenhet i aluminium och svart eller vitt glas. Tydlig display på bryggan.
Möjlighet för varje användare att enkelt välja sin personliga inställning med hjälp av ID-kort. Enheten kan även kopplas upp till en dator för felsökning och kontroll av loggar.
Heka S+ har separat stol och behandlingsenhet.



Mässaerbjudande!
EVA Op-belysning ingår vid köp av unit.

UnicLine S

Kompakt och stilren med brygga i glas

Tillverkad i aluminium och glas, mycket användarvänlig och enkel att programmera.

Slimmad glasbrygga gör att operatören kommer närmare patienten. Inställningarna visas direkt på bryggan och projiceras ner på patienten.

En display på sugarmen gör att sköterskan kan följa inställningarna.

- Beständiga material – aluminium och glas
- Vridbar fontän med justerbart ljus
- Bekväm stoppning som formar sig efter patienten
- Separat stol och behandlingsenhet.





Stern Weber 380TRC

En flexibel utrustning som kan anpassas för varje enskild behandling

För Stern Weber 380TRC finns inga begränsningar – utrustningen kan helt anpassas med funktioner efter vilka behandlingar du vill utföra. Den roterbara stolen med böjbar bendlar kan svängas ut så att patient och behandlare kan mötas i diskussion öga mot öga i naturlig sittposition. Inställningar görs enkelt från touchpanelen.

- Roterbar stol
- Touchdisplay
- Pneumatiskt armssystem.



Stern Weber 220TR

En stilren och användarvänlig utrustning med fokus på enkel manövrerbarhet och ergonomi för hela dentalteamet.

220TR är Stern Webers instegsmodell men utrustningen kan konfigureras efter de flesta önskemål.

SW 220TR

Pris från:

179 000 kr

Carestream CS 8100 2D CS 8200 2D/3D

Kombinerar suverän bildkvalitet med enkelt handhavande och enkel positionering. En liten och kompakt extraoral röntgen som finns både som panorama och CBCT, med eller utan Kefalostat. Positionering sker ansikte mot ansikte.

CBCT volymer från 4x4 till 8x9. Högsta upplösning 75µm.

NYHETER CS 8200

- Volymerna 12 x 5 och 12 x 10
- Marfilter som reducerar metallartifakter
- Ny teknik för avancerad brusreducering ger skarpere bilder utan att kompromissa med de kliniska detaljerna.

Carestream Dental programvara inga löpande licenskostnader

Carestream uppdaterar konstant programvaror för att anpassa sig till nya digitala arbetssätt. Med produkter från Carestream får du ett sammanhängande system där grunden är CS Imaging men du kan bygga på med moduler allteftersom du anpassar dig till nya tekniker.



Carestream Panorama CS 9600 Kombinerad 2D/3D-enhet med Live camera positionering

Positionering har aldrig varit lättare. CS 9600 använder videokameror för att filma patienten så att du enkelt utför positioneringen genom markeringar på smartpaden. Ett nytt innovativt MAR filterverktyg tillåter dig att diagnostisera bild med och utan filtret som reducerar scatter från metall.

Hög användarvänlighet då instruktioner för val av program och inställningar visas direkt på enhetens smartpad.

- Brett utbud av program
- Många field of views från 4 x 4 till 16 x 17 cm
- Smart MAR-filtret • Lågdosprogram för 2D
- Live-video positionering • Facescan tillgängligt
- Kan byggas ut med kefalostat.



Dexis IS 3800W

Trådlös intraoral scanner

Scanner med säker trådlös anslutning.

En snabbhet som måste upplevas.

21 mm brett fokuseringsdjup gör att scannern kan stödjas mot tandytan.

- Högsta precision och tillförlitlighet
- Färgtagningsfunktion
- Lätt och kompakt
- Nu 5 års hårdvarugaranti
- Mycket enkelt arbetsflöde med ScanFlow programvara.
- Koppla programmet till ditt journalprogram.

Dexis IS 3700

Sladdansluten intraoral scanner

- Enkelt arbetsflöde
- Snabb tillförlitlig scanning med hög precision
- Brett fokuseringsdjup
- Färgtagningsfunktion.



Dexis IS 3800W

Pris från:

224 900 kr

inkl. 5 års garanti

Dexis IS ScanFlow – intuitiv scannerprogramvara

- 60% snabbare förfining av bilderna
- Ökad touchskärmskompatibilitet
- Hybridscanning
- Mycket enkelt arbetsflöde.



Carestream CS 2200

Intraoral röntgen

- Ger skarpa bilder med hög kontrast
- 0,7 mm fokuspunkt
- 60 kV eller 70 kV
- Låga stråldoser
- 3 längder på förlängningsarm
- Carestream CS 2200 finns även i mobil version på stativ.



Carestream RVG 6200

Smidig och tålig sensor som ger ett enkelt arbetsflöde. Enkel installation, programvara utan löpande licenskostnader medföljer.

Använd med det medföljande bildhanteringsprogrammet eller direkt i t.ex Frenda, Dental Eye eller Onepix.

- Ansluts med USB
- Hög upplösning
- Finns i två storlekar.



MyRay Hyperion X5

Liten kompakt panorama med komplett utbud av funktioner

Liten vägghängd eller golvmonterad röntgen som passar i små utrymmen. Mycket lättanvänd.

Ger hög bildkvalitet med låga stråldoser.

X5 har komplett programutbud.

- Automatisk inställning av exponeringsvärden
- Stabil fempunktspositionering
- MultiPan – ger fem bilder i en scan
- Valbart exponeringsområde – ger lägre stråldos i ett begränsat område.
- Barnbländare
- Finns nu även med kefalostat.

My Ray Hyperion X5 finns även med CBCT Funktion

- Volym från 6 x 6 till 10 x 10
- Scoutbild för kontroll av korrekt placering av volym.

Krångligt med CBCT? Vi guidar dig rätt och ordnar kontakter med radiologer och röntgenfysiker.

**MyRay Hyperion X5
går även att
beställa som en
kombinerad
3D/2D-enhet.**

**MyRay X5 2D
Pris från:
189 000 kr**



MyRay Hyperion X9 Pro 3 i 1-system

Nya MyRay Hyperion X9 Pro kan beställas som 2D enhet, kombinerad 2D/3D enhet och med kefalostat.

Mycket användarvänlig med interaktiv touchpanel och guidningar i programvaran.

Scoutbild vid 3D bildtagning för kontroll att rätt positionering gjorts.

- Automatisk exponeringskontroll
- Brett utbud av program
- Exceptionellt bra bildkvalité -Super HD
- Många anpassningsbara field of views från 6 x 6 till 13 x 16 cm
- MultiPan – flera 2D fokusskikt i samma exponering där enheten beräknar och levererar det bästa bildlagret.



MyRay RXDC eXTend

Likströmsröntgen med ett stabilt självbalanserande armsystem i aluminium.

- 0,4 mm fokuspunkt • Variabel kV – 60, 65, 70 kV
- Rektangulärt riktmedel som standard
- Möjlighet att välja längd på förlängningsarm
- Finns med trådlös eller trådbunden handkontroll
- RXDC eXTend finns även i mobil version på stativ.



MyRay Zen-X

Zen-X är en enkel smidig sensor från MyRay.

- God bildkvalitet • USB-anslutning • Finns i två storlekar
- Programvara utan löpande licenskostnader ingår
- Kan monteras på bryggan till Stern Weber behandlingsenheter.



MyRay Hy-Scan bildplattescanner – gör diagnosen snabb och effektiv

Hy-Scan scannar bildplattor till högupplösta digitala bilder på några sekunder. En pålitlig och användaranvänlig scanner för alla kliniska tillämpningar. Det helautomatiska systemet scannar, överför bilden till datorn och tar bort all data från plattan så att den är omedelbart klar för nästa exponering. Den beröringsfria inmatningsmekanismen garanterar hög hygien.

- Ger bilder med hög upplösning
- Scannern är kompatibel med bildplattor i storlek 0, 1, 2 och 3
- Ansluts med USB • Irys licensfri programvara ingår.



MyRay CU2 HD Intraoral kamera

Ger skarpa och klara bilder med naturliga färger.

- HD Sensor
- 8 Leddioder med automatisk avbländning
- USB-anslutning
- Automatisk fokusering
- Optiskt system med sju glaslinser F/8
- 50 x förstoring, 100 x med den löstagbara Macrotoppen (tillval).



Melag Careclave 4+1

En unik uppfinning!

Sterilisering, rengöring och desinficering, smörjning och dokumentation.

Careclave är en klass B autoklav som kan sterilisera klinikkens vanliga gods.

Med **Carebox Blue** (ingår som standard) kan 8 vinkelstycken rengöras, desinficeras och smörjas på 16 minuter. Processen använder endast vatten och olja.

Med tillbehöret **Carebox Green** kan upp till 8 scalerhandstycken eller spetsar rengöras och desinficeras på 16 minuter – då i en helt oljefri miljö. (Rekommenderas.)

Med korta brickor i kammaren kan Careclave både sterilisera vanligt gods och ta hand om dina vinkelstycken samtidigt.

Melag revolutionerar marknaden med en komplett maskin för alla processer!



Melag Vacuklav 40B+ Evolution

Marknadens snabbaste autoklav med stor lättarbetad touchpanel

En driftsäker och lättskött autoklav med 18 l kammare och en lastkapacitet på 9 kg. Med helt nya funktioner som automatisk anpassning av torktid till lasten, knapp för energisparläge och ny insats för upp till 8 brickor.

- Snabbt klass B-program: 17 minuter inklusive tork, 8 minuter utan tork
- Lättmanövrerad med stor tydlig touchpanel
- Inbyggd programvara för spårbarhet av processen.



Stern Weber SW-Platinum

Behöver inget externt vattenfilter

- **Miljövänlig** - med interna vattenfilter och återvinning av det i processen använda vattnet minimeras vattenförbrukning.
- **Användarvänlig** – vatten behöver sällan fyllas på (kan även kopplas till kranvatten), enkelmanövrerad stor touchdisplay med instruktionsvideo. Autoklaven signalerar med färgskiftningar var i processen den är.
- **Smidig lagring av processer**
 - kan uppkopplas trådlöst via Wifi eller ethernet.
- **Enkel att placera** – inga utvändiga utrymmeskrävande filter.



Stern Weber autoklaver
Pris från: **52 900 kr**

Thalya Plus

Höggradigt rent på 12 minuter

Nya Thalya Plus garanterar optimalt underhåll av handstycken, turbiner och scalers. 4 instrument rengörs och desinficeras (invändigt och utvändigt) samt smörjs på 12 minuter.

- Enkel, användarvänlig kontrollpanel med 4 programval.
- Processrapport för korrekt spårbarhet laddas ner via USB.
- Adaptrar finns för de flesta förekommande märken.



Nyhet!

Startkit
ingår*

vid köp av
Thalya Plus.

*Startkitet innehåller rengöringsvätska, desinficerande vätska och smörjolja.

MELAtherm 10

Lättanvänd diskdesinfektor

Ett driftsäkert alternativ för den mindre till medelstora kliniken.

- Aktiv tork med Hepafilter, integrerade doseringsmoduler och dokumentation av processkontroll via CF-kort.
- Övervakning av sköljtryck och rotationshastighet på sköljarmarna.



Slipp autoklavpåsar med Melastoresystemet!

Packa i Melastore bricka – diska.

Lägg brickan i Melastore sterilkassett och sterilisera i autoklav.



SMEG WD 4060

Driftsäker till bra pris!

Helt integrerat torksystem med Hepa-filter och hetluft som ger helt torra instrument efter avslutad process.

Med integrerade pumpar för automatisk disk- och sköljmedelsdosering.

Korgar ingår.



SciCan G4

Bänkmodell med aktiv tork

- Tre program och färgtouch-display.
- Stor kammare för upp till sex fullstora brickor
- Kan nätverksuppkopplas • Även för inbyggnad.



Climo – för en genomtänkt miljö på kliniken

Climo tillverkar möbler och inventarier av hög kvalitet till dentalkliniker. Särskilt viktig är utformningen av sterilen, allting måste vara lättillgängligt och välplanerat. Utgångspunkten är att ingen korskontaminering ska kunna uppstå. Med en Climo-inredning är det lätt att planera för en god arbetsmiljö med fungerande logistik.



Sadelstolar

En sadelstol ger naturlig balans och gör det lätt att röra sig runt patienten. Du sitter med bra hållning och bra cirkulation under hela dagen. Vi har stolar med olika utformning från de flesta kända märken bl.a. Lanab Group, Dynamo, Salli och Support.

Komplett sortiment av Alpro rengöringsprodukter

Alpro är en global ledande tillverkare av rengörings- och desinficeringsprodukter. Alpro står för pålitlighet, innovation och miljöansvar. Alpro är speciellt inriktade på rengöring av behandlingens sug- och vattenledningssystem men har även ett sortiment för ytdesinfektion för klädselar unitar och t.ex. röntgenapparater. Fullt sortiment finns i webshoppen.




D-tec Clair

Stor LED-armatur för kliniska miljöer

Clair levererar maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning. En hygienisk och energisnål armatur som avger minimalt med strålningsvärme samtidigt som den förser dig med ett optimalt arbetsljus.

Tillval: Dynamiskt ljus och indirekt ljus.

- Bländ- och skuggfri
- Låg energiförbrukning
- IP30-klassad
- Minimal värmeutveckling
- Hygienisk inkapslad konstruktion i aluminium
- Stor ljusyta som ger stor arbetsyta på sköljarmarna.



D-tec Cloud

LED-armatur med ljusspel

D-tec Cloud har optimal ljuskvalitet med korrekt färgåtergivning. Med ljusspelet kan t.ex. svävande moln vandra förbi på LED-skärmen i mitten eller så kan ett färgspel i regnbågens alla färger aktiveras.

Tillval: Dynamiskt ljus, indirekt ljus och färgpanel.

- Dimmerfunktion
- Indirekt uppåtriktat ljus
- Små prismor fördelar ljuset jämnt över hela rummet utan att blända och trollerar bort störande skuggor
- Hygienisk skarvfri konstruktion i aluminium.



Stern Weber

Silent Power Evo • GOLDSPEED Evo

En serie turbiner, lågvarvsvinkelstycken, kirurgi- och endodontivinkelstycken. Lätta och välbalanserade med låga vibrations- och ljudnivåer. Utformade för optimal åtkomst och sikt.

Erbjudande!
Köp 5 – betala för 4*

*Vinkelstycket med lägst pris gratis.

GOLDSPEED Evo lågvarv

Silent Power Evo
Smidiga och tysta med hög prestanda.



Evo M5-L
LED-ljus
Uppväxlat 1:5



Evo S1-L
LED-ljus
Direktväxlat 1:1



Evo D1-L
LED-ljus
Direktväxlat 1:1



Evo E16
Endodonti
Nedväxlat 16:1



Evo R20-L
Kirurgi
LED-ljus
Nedväxlat 20:1

NSK kampanj

Z-serien



**Köp 5
– betala
för 4!**

Scalerspetsar



**Köp 6
– betala
för 5!**

Kompatibla med Varios och EMS scalerhandstycken.

iCare+

Rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument – utan värme.

Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna n.clean och n.cid uppnås optimal rengöring och desinficering.

På köpet!



n.clean och n.cid ingår vid köp av iCare+ (värde 5 000 kr)



Se alla kampanjerbjudanden på hela NSK-sortimentet på dentalservice.se

Vi finns där för dig

Svensk Dentalservice har många års erfarenhet av service, reparation och försäljning av dental utrustning och har kompetens för att underhålla, serva och kvalitetskontrollera de produkter som finns i vårt sortiment.

Välj Svensk Dentalservice och vi kommer att finnas där för dig under hela din verksamma karriär.

Göteborgs Dentalservice

Joachim Johansson 0703-20 05 03
Anders Bertilsson 0761-40 24 21
Håkan Johansson 0703-20 05 78
Mikael Larsson 0761-40 24 20

Dentalservice Sydost

Fredrik Nyman 070-731 08 41
Kristian Sjöberg 076-805 78 99
Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Skåne – Kjell Gannby Dental

Kjell Gannby 070-970 70 07

Nerikes Dentalservice

Jan Funke 070-735 20 29

Östergötlands Dentalservice

Jan Funke 070-735 20 29
Lars Lindell 016-13 14 00
Fredrik Nyman 070-731 08 41

Gotlands Dentalservice

Niklas Holmbom 070-526 20 90

All service ni behöver!

- Avhjälpande service
- Förebyggande service
- Validering och röntgenkontroller

Validering och processkontroll av autoklaver och diskdesinfektorer. Kontroll av intraorala röntgen och panoramaröntgen.

Dentalservice i Stockholm

Jonas Svärdgren 08-20 25 40

Upplands Dentalservice

Anders Arneklint 018-10 32 00

Dentalservice i Svealand

Lars Lindell 016-13 14 00

Dentalservice i Dalarna

Mikael Bergström 021-12 56 00

Alla erbjudanden gäller t.o.m 25:e november -22 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.



Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se

**Svensk
dentalservice**
Dimgatan 3-7, 754 31 Uppsala